

### (EN) **blink®** refreshing hydrating eye mist 10ml

#### For relief from dry-feeling, tired or irritated eyes

**blink®** refreshing hydrating eye mist is a biocompatible lubricating, moisturizing and refreshing ophthalmic solution.

#### Indications:

Spray onto the open eye for relief from dry-feeling, tired or irritated eyes caused by prolonged computer use, driving, contact lens wear, insufficient tearing, smoky or air conditioned environments, exposure to wind and dust. Suitable for use with contact lenses.

#### Instructions for use:

- Hold the bottle firmly, without covering the spray opening, about 10cm directly to the side of your eye
- Look straight ahead, press firmly twice per eye
- Use as often as required
- If you wear contact lenses there is no need to remove them first

#### Symbols

Consult instructions for use	Manufacturer	LOT Batch code	Use by	25°C Temperature limitation
<b>STERILE A</b> Sterile. Aseptic technique	Do not use if package is damaged			

#### Warnings:

- In case of eye irritation, stop using the product and contact an eye care professional
- Do not use if you are allergic to any of the ingredients
- Do not touch the surface of the eye with the spray
- Keep away from heat sources, store in a dry place between 5 and 25°C
- Keep out of the reach of children
- Do not drink
- Do not use the product after the expiry date
- Use within 90 days of first use/spray
- Sterile until first use/spray
- Replace lid immediately after use

#### Contraindications:

None known.

**Composition:** Sterile isotonic, buffered solution pH 7.2 containing sodium hyaluronate, disodium edetate, polyhexamethylene biguanide and purified water.

Does not contain chlorhexidine, thimerosal, benzalkonium chloride, phenoxethanol.

### (DA) **blink®** refreshing hydrerende øjenspray 10ml

#### Lindrer og afhjælper følelsen af tørre, trætte eller irriterede øjne

**blink®** refreshing og hydrerende øjenspray er en biokompatibel, smørende, fugtende og optiskende oftalmisk opløsning.

#### Indikationer:

Spray i det åbne øje for at afhjælpe følelsen af tørre, trætte eller irriterede øjne forårsaget af langvarig computerbrug, kørsel, kontaktlinsebrug, manglende færdannelse, miljøer med røg eller klimaanlæg, eksponering over for vind og støv.

Velegnet til anvendelse sammen med kontaktlinser.

#### Brugsanvisning:

- Hold fast i flasken uden at dække åbningen og hold den ca.10cm direkte ved siden af øjet
- Se lige frem og tryk godt ned to gange pr. øje
- Anvendes efter behov
- Det er ikke nødvendigt at fjerne kontaktlinser før spraying

#### Symbols

Se brugsanvisningen	Producent	Batchkode	Sidste anvendelsesdato	25°C Temperaturgrænse
<b>STERILE A</b> Steril. Aseptisk teknik	Pakningen må ikke bruges, hvis den er beskadiget			

#### Advarsler:

- Ved øjnimritation skal du straks ophøre med at anvende produktet og kontakte en øjenlæge
- Produktet må ikke anvendes, hvis du er allergisk over for et af indholdsstofferne
- Undgå at berøre øjets overflade med sprayer
- Holdes væk fra varmekilder og opbevares tørt mellem 5 og 25 °C
- Opbevares uilleggelegligt for børn
- Må ikke drikkes
- Må ikke anvendes efter udløbsdatoen
- Anvendes inden for 90 dage efter første brug/spray
- Steril indtil første brug/spray
- Skal låget på igen straks efter brug
- Kontraindikationer: Ingen kendte

**Sammensætning:** Steril isotonisk, bufferet opløsning med en pH-værdi på 7,2, der indeholder natriumhyaluronat, dinatriumedetat, polyhexametylenbiguanid og oprenset vand.

Indeholder ikke chlorhexidin, thimerosal, benzalkoniumchlorid, phenoxethanol.

### (FI) **blink®** refreshing kosteuttava silmäsuihke 10ml

#### Helpottaa kuivia, väsyneitä ja ärtynyttä silmiä

**blink®** refreshing kosteuttava silmäsuihke on bioyhteensopiva, voitelava, kosteuttava ja virkistävä oftalminen.

#### Käyttöaiheet:

Suihkutetaan avoimeen silmään helpottamaan kuivia, väsyneitä tai ärtynyttä silmiä, joiden syynä on tietokoneen käyttö, autoa ajaminen, pilottien käyttö, riittämätön kyynelinti, saunointi tai ilmastointi ympäristö, allisuus tuulelle ja pölylle.

Sopii myös pilottien käyttäjille

#### Käyttöohje:

- Pidä pulloa vakaana, suihkutusaukkoa peittäimättä, noin 10cm:n päässä silmän sivuudesta
- Katso suoraan eteenpäin ja paina lujasti kaksi kertaa kummallekin silmälle
- Käytä aina tarvittaessa
- Jos käytät pilottinssajä, niitä ei tarvitse ottaa ensin pois

#### Symbolit

Lue käyttöohjeet	Valmistaja	Eränumero	Käytettävä ennen	25°C Lämpötilarajoitus
<b>STERILE A</b> Steriili. Aseptinen tekniikka	Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut			

#### Varoitukset:

- Jos silmä ärtyy, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteys silmälääkäriin tai optikoon
- Älä käytä, jos olet allerginen jollekin ainesosalle
- Älä kosketa silmän pintaa suihkeella
- Pidä pullo lämmönlähteestä, säilytä kuivassa paikassa 5–25 °C:ssa
- Ei lasten ulottuville
- Ei saa juoda
- Tuotetta ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen
- Käytä 90 päivän sisällä ensimmäisestä käyttöstä/suihkutuksesta
- Steril ennen ensimmäistä käyttöä/suihkutusta
- Laita kanssi päälle heti käytön jälkeen

**Vasta-aiheet:** Ei tunnettua.

**Koostumus:** Steriili isotoninen, puskuroitu liuos pH 7,2, joka sisältää natriumhyaluroonaa, dinatriumedetatilla, polyhexametylenbiguanidia ja puhdistettua vettä.

Ei sisällä kloorheksidiiniä, timersaalia, bentalkoniumkloridia, fenoksetanolia.

### (NO) **blink®** refreshing og hydrerende øyespray 10ml

#### For lindring av tørre, trætte eller irriterte øyne

**blink®** refreshing hydrerende øyespray er en biokompatibel, smørende, fuktende og forfriskende oftalmisk oppløsning.

#### Indikasjoner:

Sprayer på det åpne øyet for lindring av tørre, trætte eller irriterte øyne, forårsaket av langvarig bruk av datamaskin, bilkjøring, bruk av kontaktlinser, tilstrekkelig færdannelse, røykluft eller luftkondisjonerte miljøer, eksponering for vind og støv.

Egnet til bruk med kontaktlinser.

#### Bruksanvisning:

- Hold flasken fast uten å dekke til sprayåpningen, omtrent 10cm fra siden av øyet
- Se rett frem og trykk hardt to ganger per øye
- Brukes så ofte det er behov
- Hvis du bruker kontaktlinser, behøver du ikke fjerne dem først

#### Advarsler:

- Ved irterte øyne må du slutte å bruke produktet og kontakte en øylege
- Skal ikke brukes hvis du er overfølsom for noen av ingrediensene
- Ikke berør øyeveriflatten med sprayer
- Beskyttes mot varme og oppbevares på et tørt sted mellom 5 °C og 25 °C
- Oppbevares ulleggeleglig for barn
- Skal ikke drikkes
- Ikke bruk produktet etter utløbsdatoen
- Bruk innen 90 dager etter første gangs bruk/spray
- Steril fram til første gangs bruk/spray
- Sett på lokket umiddelbart etter bruk

#### Kontraindikasjoner:

Ingen kjente.

**Sammensetning:** Steril, isotonisk, bufferet oppløsning på pH 7,2 som inneholder natriumhyaluronat, dinatriumedetat, polyhexametylenbiguanid og renset vann.

Inneholder ikke klorheksidin, timersal, benzalkoniumklorid, fenoksetanol.

#### Symboler

Se bruksanvisningen	Producent	Batchkode	Brukes før	25°C Temperaturgrense
<b>STERILE A</b> Steril. Aseptisk teknik	Skal ikke brukes hvis pakningen er skadet			

### (SV) **blink®** refreshing fuktande ögonspray 10ml

#### Lindrar när ögonen känns torra, trötta och irriterade

**blink®** refreshing, fuktande ögonspray är en biokompatibel, smörjande, fuktande och uppfreskande oftalmisk lösning.

#### Användningsområdet:

Spraya det öppna ögat för att lindra ögon som känns torra, trötta eller irriterade på grund av långvarig datoranvändning, bilkörning, kontaktlinseanvändning, otillräcklig fuktighet, rökiga eller luftkonditionerade miljöer, exponering för blåst och damm.

Lämplig för användning med kontaktlinser.

#### Brugsanvisning:

- Håll flaskan stadigt, utan att täcka över sprayöppningen, cirka 10cm från siden av ögat
- Titta rakt framåt och tryck stadigt två gånger per öga
- Använd vid behov
- Om du använder kontaktlinser behöver du inte ta ut dem först

#### Varningar:

- I fall av ögonirritation ska du sluta använda produkten och kontakta en optiker
- Använd inte lösningen om du är allergisk mot något innehållsämne
- Vördr inte ögats yta med munstycket
- Skyddas mot värme, förvaras svalt och torrt mellan 5 och 25 °C
- Skyddas mot värme, förvaras svalt och torrt mellan 5 och 25 °C
- Får ej förtäras
- Använd inte produkten efter utgångsdatum
- Använd inom 90 dagar efter det första användningen/sprayningen
- Steril fram till första användningen/sprayningen
- Slut täcka locket omedelbart efter användning

#### Kontraindikationer:

Inga kända.

**Sammansättning:** Steril, isoton, bufferad lösning med pH 7,2 som innehåller natriumhyaluronat, dinatriumedetat, polyhexametylenbiguanid och renat vatten.

Innehåller inte klorhexidin, timersal, bensalkoniumklorid eller fenoxetanol.

#### Symboler

Se bruksanvisningen	Tillverkare	Partikod	Bäst före	25°C Temperaturgräns
<b>STERILE A</b> Steril. Aseptisk teknik	Använd inte om förpackningen är skadad			

CE 0051

AM70408UN11C

Revision Date: 07/2017

F168 Rev. 18/07/2017

Omisan pharmaceutical

Via Galilei, Guidonia M. (Rm) - Italy

Distributed by AMO Ireland

Block B, Liffey Valley Office Campus

Quarryvale, Co Dublin, Ireland

blink is a trademark of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.

© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2017

XXXXXX XX